

CSV-SAH-UDREDNING

GENERELT	Analysenavn	Pt-SAH Udredning		
	IUPAC-kode	-		
	IUPAC-navn	-		
	Akkrediteret analyse ?	Nej		
	Bestilling	CVSSAHUD		
	Udføres	Hele døgnet		
	Ekspeditions-koder forventet svartid	Prioritet: Akut	Svartid: < 1 time fra modtagelse	
	Inden prøvetagning	Ingen særlige		
	Emballage	Spids PS		
	Prøvemateriale / prøvemængde	Cerebrospinalvæske / min. 1 ml. Skal være ankommet til KBA inden for en halv time		
	Forsendelse	Må ikke sendes med rørpost.		
	Analysested	Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Tlf.: 3531 2646 Fax: 3531 3955		

KLINISK	Indikation	Mistanke om subarachnoid blødning			
	Enhed	NBA: arb.enh NOA: arb.enh			
	Svarformat		Nedre grænse	Øvre grænse	Decimaler
		NBA	0	∞	3
		NOA	0	∞	2
		CSVSAHUD:			
		Foreneligt med SAH			
	Understøtter ikke SAH				
	SAH kan ikke udelukkes				
	Referenceinterval	-			
	Beslutnings-grænse / cut-off	-			
Vejl. terapeutisk interval	-				
Alarm-/ringe-grænse	-				

CSV-SAH-UDREDNING

ANALYSETEKNISK	Analysemetode	Spektrofotometrisk			
	Apparat	Lambda 35			
	CE-mærket analyseopsætning	Nej			
	Kvalitetssikring	Intern: Kontrol fremstillet af ikterisk plasma Ekstern: DEKS 3284 UK Csv-Proteiner og Biokemi			
	Sporbarhedskædens top	-			
	Svarafgivelsesinterval	0 - ∞			
	Præcisionsprofil	Maksimal intermedier usikkerhed (interseriel usikkerhed)		Maks. u_c (maksimal kombineret måleusikkerhed)	Maks. U_{Δ} (maksimal udvidet kombineret måleusikkerhed)
			Værdi	CV%	CV%
		Niveau 1			
		Niveau 2			
		Niveau 3			
	Ved 2 prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de 2 svar skønnet til				%
	Interferens / fejlkilder	-			
Bemærkninger	Ingen særlige				
Interne referencer	VEJ-5066 Analyse CSVSAH				
Eksterne referencer	-				

Jan Fahrenkrug
 Ledende overlæge

Jørgen Kibshede
 Ledende bioanalytiker