

U-Choriogonadotropin [HCG]

GENERELT	Analysenavn	U – Choriogonadotropin [HCG]	
	IUPAC-kode	NPU 10394	
	IUPAC-navn	U – Choriogonadotropin; arb.k. (0,1)	
	Akkrediteret analyse ?	Nej	
	Bestilling	UHCG	
	Udføres	Daglig	
	Ekspeditions-koder forventet svartid	Prioritet: Fremskyndet Rutine	Svartid: < 3 timer fra modtagelse dag til dag
	Inden prøvetagning	Ingen særlige	
	Emballage	Spidsglas med hvidtskruelåg (Spids PS)	
	Prøvemateriale / prøvemængde	Friskladt urin, helst morgenurin	
	Forsendelse	Ingen særlige	
	Analysested	Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Tlf.: 3531 2646 Fax: 3531 3955	

KLINISK	Indikation	Mistanke om svangerskab.
	Enhed	Arb.k.
	Svarformat	0 (negativ) eller 1 (positiv)
	Referenceinterval	
	Beslutnings-grænse / cut-off	0
	Detektionstid	Ikke relevant
	Handels-/trivial-/andre navne	Ikke relevant

U-Choriogonadotropin [HCG]

ANALYSETEKNISK	Analysemetode	Antistof-reaktion
	Apparat	Facit-Orion Diagnostica
	CE-mærket analyseopsætning	Ja
	Kvalitetssikring	Intern Ekstern: DEKS
	Sporbarhedskædens top	
	Præcisionsprofil	Klinisk Biokemisk Afdeling kan kontaktes for yderligere information
	Interferens / fejlkilder	Ingen særlig
	Bemærkninger	Ingen særlig
	Interne referencer	VEJ-5085-1 U-HCG
	Eksterne referencer	

Jan Fahrenkrug
Ledende overlæge

Jørgen Kibshede
Ledende bioanalytiker