

	Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.			Niveau: Datablad 	
	U-Acetoacetat (semikvant)			Godkendt af: DJ, HSE	
Dokumentbrugere: KBA	Redaktør: PPC	Dokumentansvarlig: Læger	Dokumentnummer: DAT 13. 2. 1.03	Version: 1.2	20.03.2018

IUPAC kode og navn	NPU10504 U-Acetoacetat(semikvant)		
LABKA II kode	uacesx Rekvireres som USTIX i Labka II		
Akkrediteret	Nej		
Udførelse og svartider	Dagligt		
Patientforberedelse	Patienten lader vandet, først lidt i toiletet, dernæst i et éngangsplastbæger, det sidste i toiletet		
Indikation	Mistanke om Diabetisk ketoacidose		
	Interne rekvirenter (BBH & FRH)	Eksterne rekvirenter	Praksis
Emballage	Gul6,5G	Gul6,5G	Ikke relevant
Prøvemateriale	Friskladt midtstråleurin	Friskladt midtstråleurin	Ikke relevant
Holdbarhed	4 timer	4 timer	Ikke relevant
Forsendelse	Intern transport	Kurér	Ikke relevant
Analysested	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling		
Enhed	mmol/L		
Svarformat	0,5 - 15,6		
Referenceinterval	<0,5		
Beslutningsgrænse / cut-off	Ikke relevant		
Detektionstid	Ikke relevant		
Handels-/trivial-/andre navne	Ikke relevant		

Analysemetode	Der henvises til producentens Siemens pakningsindlæg, afsnit: Kemiske principper for procedurer og ingredienser
Apparatur	Clinitek Status+
Sporbarhed	
Intern kvalitetskontrol	Siemens Chek-Stix Combo Pak 2 niveauer
Ekstern kvalitetskontrol	Almen urinkontrolprogram 3055 DK
Præcision	Klinisk Biokemisk Afdeling kan kontaktes for yderligere information
Specificitet /interferens	Meget farvede uriner
Bemærkninger	

Referencer

- EXT 10.4.5.4.3 Siemens Pakningsindlæg til urinanalyse

Ændringsblad

Dato		Initialer
2017-01-17	Labka II navn og emballage ændret	PPC
2018-02-01	Adresse på analysested slettet	TSR/DJ
2018-03-19	Enhed, svarformat og reference interval ændret	PPC

Styrede dokumentudskrifter:

1 - Gruppe C, BBH

1 - Hjemmeside, BFH